

Matériel nécessaire :

- 2 seringues pré-remplie de NaCl 0.9% de **10 ml**
- 1 set avec 5 compresses et un champ de soin
- 1 blouse à usage unique
- 1 paire de gants non stériles
- 1 flacon de produit alcoolique non bétadiné
- 1 flacon de soluté hydroalcoolique (SHA)
- 1 boite à objet piquant coupant tranchant
- sacs poubelles (déchets managers, emballages et DASRI)



Déposer le matériel de soins sur l'adaptable préalablement nettoyé. Mettre une blouse à usage unique, faire une désinfection des mains avec le SHA et mettre les gants non stériles

1



Retirer le pansement occlusif et le jeter dans le sac DASRI

2



Désinfecter la valve à pression avec un antiseptique alcoolique

3



Effectuer un rinçage pulsé de 10 ml, puis connecter la deuxième seringue préremplie de 10 ml et garder 3 à 4 ml de liquide dans la seringue

4



Retirer l'aiguille de Huber **en pression positive** selon le système sécurisé du modèle en place **Pérouse® ou Braun®**

5



Relever le piston de l'aiguille à la verticale, pousser sur le piston de l'aiguille **Pérouse®** tout en rinçant avec le reste de NaCl de la seringue préremplie

6



Maintenir le socle de l'aiguille **Braun®** et la seringue de rinçage d'une main, et de l'autre tirer sur les ailettes de l'aiguille à fond tout en rinçant

6



Jeter l'aiguille dans le container pour objets piquants coupants tranchants et trier les déchets selon le guide du tri présent à l'avant du classeur ou dans le livret soignant

7